

---

Gentilissimo utente,  
di seguito tutte le indicazioni necessarie alle modalità di raccolta delle feci per  
**HELICOBACTER PYLORI** e **CALPROTECTINA FECALE**:

- Predisporre un contenitore pulito in cui raccogliere le feci;
- Non contaminare con urine o sangue mestruale;

## MODALITA' DI ESECUZIONE

- Svitare il tappo del flaconcino ed estrarre l'asticella di campionamento fissata sul tappo.
- Immergere la punta dell'asticella del campionatore in più punti, ruotandola;
- Prima di riporre il campionatore nel flacone verificare che la punta dell'asticella sia sporca di feci, altrimenti ripetere l'operazione descritta al punto precedente.
- **IMPORTANTE:** Non deve essere trasferito nel contenitore altro materiale che quello che rimane adeso all'asticella del campionatore.
- Reinserire l'applicatore nel flaconcino e riavvitare bene il tappo; chiudere bene il contenitore e agitarlo per miscelare feci e conservante.

## CONSERVAZIONE

**Prima** della raccolta il flacone può essere conservato a temperatura ambiente.  
**Dopo** la raccolta conservare i campioni in frigorifero.