

Gentilissimo utente,
di seguito tutte le indicazioni necessarie alle modalità di raccolta delle Urine **per ESAME URINE CHIMICO-FISICO E MICROSCOPICO e URINOCOLTURA**:

Utilizzare solo gli appositi contenitori reperibili in farmacia.

MODALITA' DI ESECUZIONE

- Il mattino raccogliere la prima minzione appena svegli all'interno del contenitore sterile, e possibile più di 20 ml.
- Non far cadere all'interno del contenitore corpi estranei.
- Chiudere immediatamente il contenitore.

CONSERVAZIONE

Prima della raccolta il contenitore può essere conservato a temperatura ambiente.
Dopo la raccolta conservare i campioni in frigorifero.